


Scalpel sécuritaire Precision Plus

Précision et sécurité accrues.

La sécurité vous est primordiale lorsque vous effectuez des interventions chirurgicales? Southmedic est fière de présenter sa toute dernière innovation : les scalpels sécuritaires Precision Plus dotés d'un dispositif de sécurité amélioré. Nos lames, dont la conception assure précision et sécurité, offrent des résultats inégalés tout en garantissant une protection optimale tant pour les équipes chirurgicales que pour les patients.



“Investir dans un scalpel tranchant est une question d'efficacité et de rapidité. C'est ce qu'offrent les lames de Southmedic. - Dr Allen, chirurgien plastique

Pourquoi choisir le scalpel sécuritaire Precision Plus de Southmedic?

- Leur fabrication méticuleuse assure **précision** et **sécurité**; c'est l'outil de prédilection des chirurgiens pour la séparation des tissus et les interventions délicates.
- Les scalpels sécuritaires Precision Plus de Southmedic facilitent le respect des **lignes directrices de l'OSHA**.
- Nos scalpels sécuritaires Precision Plus font l'objet de mesures rigoureuses de **contrôle de la qualité** de manière à assurer **uniformité** et **excellence**.
- Leur utilisation est facile et leur dispositif de **déploiement à une seule main** convient tant aux gauchers qu'aux droitiers.
- La lame est couverte pour que vous évitiez les coupures accidentelles au moment de passer le scalpel et de le mettre au rebut. Après l'utilisation, le verrouillage du **protecteur rétractable** assure la **sécurité** et le contrôle pendant la manipulation.
- Nos scalpels sécuritaires au manche orange vif sont offerts en versions **stérile** et **non stérile**. Ils sont aussi exempts de latex de caoutchouc naturel.

N° DE PRODUIT : 73-1710
Lames de taille 10
Non stériles
500 lames/caisse

N° DE PRODUIT : 73-1711
Lames de taille 11
Non stériles
500 lames/caisse

N° DE PRODUIT : 73-1715
Lames de taille 15
Non stériles
500 lames/caisse

N° DE PRODUIT : 73-0710
Lames de taille 10
Stériles
10 lames/boîte
12 boîtes/caisse

N° DE PRODUIT : 73-0711
Lames de taille 11
Stériles
10 lames/boîte
12 boîtes/caisse

N° DE PRODUIT : 73-0715
Lames de taille 15
Stériles
10 lames/boîte
12 boîtes/caisse

www.southmedic.com