


# OxyMask™

O<sub>2</sub>

- OM-1125-8 - OxyMask™ Adult 7' Tubing
- OM-1425-8 - OxyMask™ Adult Ear Elastics 7' Tubing
- OM-7025-8 - OxyMask™ Adult Non PVC 7' Tubing
- OM-1125-14 - OxyMask™ Adult 14' Tubing
- OP-1125-8 - OxyMask™ Plus 7' Tubing
- OP-1425-8 - OxyMask™ Plus Ear Elastics 7' Tubing
- OP-7025-8 - OxyMask™ Plus Non PVC 7' Tubing
- OP-1125-14 - OxyMask™ Plus 14' Tubing
- OK-1125-8 - OxyMask™ Kid 7' Tubing
- OK-7025-8 - OxyMask™ Kid Non PVC 7' Tubing
- OK-1125-14 - OxyMask™ Kid 14' Tubing

REF




# OxyMask™

O<sub>2</sub>

- OM-1125-8 - OxyMask™ Adult 7' Tubing
- OM-1425-8 - OxyMask™ Adult Ear Elastics 7' Tubing
- OM-7025-8 - OxyMask™ Adult Non PVC 7' Tubing
- OM-1125-14 - OxyMask™ Adult 14' Tubing
- OP-1125-8 - OxyMask™ Plus 7' Tubing
- OP-1425-8 - OxyMask™ Plus Ear Elastics 7' Tubing
- OP-7025-8 - OxyMask™ Plus Non PVC 7' Tubing
- OP-1125-14 - OxyMask™ Plus 14' Tubing
- OK-1125-8 - OxyMask™ Kid 7' Tubing
- OK-7025-8 - OxyMask™ Kid Non PVC 7' Tubing
- OK-1125-14 - OxyMask™ Kid 14' Tubing

REF



**Intended Use:** A minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

**Verwendungszweck:** Sauerstoffgerät mit minimalem Kontakt und offener Sauerstoffzufuhr zur Verwendung mit medizinischem USP-Sauerstoff.

**Uso previsto:** Un dispositivo de entrega de oxígeno abierto de contacto mínimo para uso con oxígeno de grado médico USP (farmacoepa de E.E. U.U.).

**Caution:** Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device. Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

**Vorsicht:** Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen. Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts. Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

**Precución:** El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte. No fume mientras está usando este dispositivo. Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

**Utilisation prévue:** Un dispositif de délivrance d'oxygène ouvert de contact minimal pour être utilisé avec de l'oxygène de qualité médicale USP.

**Uso previsto:** Dispositivo abierto a contatto mínimo per l'erogazione di ossigeno, da utilizzarsi con ossigeno medicale di grado USP.

**Eigenlijk gebruik:** Een open zuurstoftoedieningsstelsysteem met minimaal contact voor gebruik met USP medische zuurstof.

**Mise en garde:** L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif. Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

**Avvertenza:** In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone. È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo. Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

**Waarschuwing:** Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Rook niet als u dit apparaat gebruikt. Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

**Utilização prevista:** Aparelho de distribuição de oxigênio, aberto e de contacto mínimo, a utilizar com oxigênio de qualidade médica USP.

**Avsett bruk:** En apparat som ska användas med minimal kontakt och som är öppen för syrefyllförel och för bruk med USP, medicinsk grad av syre.

**Προβλεπόμενη χρήση:** Μια ελάχιστη επαφή, ανοικτή συσκευή χορήγησης οξυγόνου για χρήση με οξυγόνο USP ιατρικής ποιότητας.

**Cuidado:** O oxigênio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte. Não fume enquanto estiver usando este aparelho. Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

**Försiktighet!** Förekomst av oxygen i samband med självantändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall. Rök inte då du använder denna apparat. Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsför-måga, korskontamination och risk för infektion.

**Προσοχή:** Το οξυγόνο μπορεί να τρέξει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτη ύλη ή τυχρές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο. Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό. Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επίδρασης στην απόδοση, την διασταυρούμενη μόλυνση και τον κίνδυνο λοίμωξης.

**Intended Use:** A minimal contact, open oxygen delivery device for use with USP medical grade oxygen.

**Verwendungszweck:** Sauerstoffgerät mit minimalem Kontakt und offener Sauerstoffzufuhr zur Verwendung mit medizinischem USP-Sauerstoff.

**Uso previsto:** Un dispositivo de entrega de oxígeno abierto de contacto mínimo para uso con oxígeno de grado médico USP (farmacoepa de E.E. U.U.).

**Caution:** Oxygen in the presence of an ignitable material and an ignition source can cause a fire resulting in severe personal injury or death. Do not smoke while using this device. Single use product not to be reused due to effect on performance, cross contamination and risk of infection.

**Vorsicht:** Sauerstoff in der Gegenwart von Zündstoff und einer Zündquelle kann Feuer mit schweren Personenschäden oder dem Tod als Folge verursachen. Bitte rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Geräts. Dieses Einwegprodukt darf wegen Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, Kreuzkontamination und Infektionsrisiko nicht wiederverwendet werden.

**Precución:** El oxígeno en presencia de un material inflamable y una fuente de ignición puede causar un incendio, resultando en graves lesiones personales o muerte. No fume mientras esté usando este dispositivo. Producto de un solo uso que no debe reutilizarse debido a los efectos en el rendimiento, la contaminación cruzada y el riesgo de infección.

**Utilisation prévue:** Un dispositif de délivrance d'oxygène ouvert de contact minimal pour être utilisé avec de l'oxygène de qualité médicale USP.

**Uso previsto:** Dispositivo abierto a contatto mínimo per l'erogazione di ossigeno, da utilizzarsi con ossigeno medicale di grado USP.

**Eigenlijk gebruik:** Een open zuurstoftoedieningsstelsysteem met minimaal contact voor gebruik met USP medische zuurstof.

**Mise en garde:** L'oxygène en présence d'une matière inflammable et d'une source d'inflammation peut provoquer un incendie, ayant pour résultat des blessures personnelles graves ou mortelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation de ce dispositif. Produit à usage unique; ne pas réutiliser à cause du risque de rendement diminué, de contamination croisée et d'infection.

**Avvertenza:** In presenza di materiale combustibile e infiammabile, l'ossigeno può provocare incendi e causare danni gravi e anche mortali alle persone. È vietato fumare durante l'uso di questo dispositivo. Prodotto monouso da non riutilizzare a causa di possibili effetti sulle prestazioni, contaminazione incrociata e rischio d'infezione.

**Waarschuwing:** Als zuurstof in de buurt is van ontbrandingsmateriaal en een bron van ontbranding, kan dit brand veroorzaken en ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Rook niet als u dit apparaat gebruikt. Product voor enkelvoudig gebruik, niet te herbruiken vanwege het effect op prestaties, kruisbesmetting en het risico op ontsteking.

**Utilização prevista:** Aparelho de distribuição de oxigênio, aberto e de contacto mínimo, a utilizar com oxigênio de qualidade médica USP.

**Avsett bruk:** En apparat som ska användas med minimal kontakt och som är öppen för syrefyllförel och för bruk med USP, medicinsk grad av syre.

**Προβλεπόμενη χρήση:** Μια ελάχιστη επαφή, ανοικτή συσκευή χορήγησης οξυγόνου για χρήση με οξυγόνο USP ιατρικής ποιότητας.

**Cuidado:** O oxigênio na presença de um material inflamável e de uma fonte de ignição pode causar um incêndio e deste resultarem lesões pessoais graves ou a morte. Não fume enquanto estiver usando este aparelho. Uso único do produto - não deve ser reutilizado devido ao efeito no desempenho, contaminação cruzada e risco de infecção.

**Försiktighet!** Förekomst av oxygen i samband med självantändande material och tändningskälla kan orsaka eld och resultera i svåra personskador eller dödsfall. Rök inte då du använder denna apparat. Denna produkt är avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas på grund av effekt på prestationsför-måga, korskontamination och risk för infektion.

**Προσοχή:** Το οξυγόνο μπορεί να τρέξει φωτιά, αν βρεθεί κοντά σε εύφλεκτη ύλη ή τυχρές ανάφλεξης και να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατο. Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό. Το προϊόν μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί λόγω της επίδρασης στην απόδοση, την διασταυρούμενη μόλυνση και τον κίνδυνο λοίμωξης.

<b>MD</b>	Medical device	Medizinprodukt	Producto sanitario	Dispositif médical	Dispositivo medico	Medisch hulpmiddel	Dispositivo médico	Medicinteknisk produkt	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
-----------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

**REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS**  
If you suspect that use of this medical device is associated with an adverse occurrence please report the details of the incident to your health authority, and your local distributor or directly to the manufacturer at [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**MELDUNG MUTMASSLICHER NEBENWIRKUNGEN**  
Wenn Sie vermuten, dass im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinprodukts ein unerwünschtes Ereignis aufgetreten ist, melden Sie die Einzelheiten des Vorfalls bitte Ihrem Gesundheitsamt sowie Ihrem örtlichen Lieferanten oder direkt dem Hersteller unter [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE EFECTOS SECUNDARIOS**  
Si sospecha que el uso de este producto sanitario guarda relación con la aparición de un acontecimiento adverso, notifique los pormenores de dicho acontecimiento a la autoridad sanitaria correspondiente y al distribuidor de su zona o directamente al fabricante a través de [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**SIGNALEMENT D'EFFETS SECONDAIRES PRÉSUMÉS**  
Si vous pensez que l'utilisation de ce dispositif médical est associée à un événement indésirable, veuillez signaler les détails de l'incident à votre autorité sanitaire ainsi qu'à votre distributeur local ou directement au fabricant sur [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**SEGNALAZIONE DI SOSPETTI EFFETTI COLLATERALI**  
Se si sospetta che l'uso di questo dispositivo medico sia associato a un evento avverso, segnalare i dettagli dell'incidente all'autorità sanitaria competente e al proprio distributore locale, o direttamente al produttore al sito Web [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN MELDEN**  
Als u vermoedt dat het gebruik van dit medische hulpmiddel met bijwerkingen gepaard gaat, meld de details van het incident dan bij uw gezondheidsdienst en u plaatselijke distributeur, of meld het rechtstreeks bij de fabrikant via [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS DE EFEITOS SECUNDÁRIOS**  
Se suspeitar que a utilização deste dispositivo médico está associada a um acontecimento adverso, comuniquie os detalhes do incidente às autoridades de saúde e ao distribuidor local, ou diretamente ao fabricante em [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**RAPPORTERING AV MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR**  
Om du misstänker att användningen av denna medicintekniska produkt är förknippad med en negativ händelse, ska du rapportera information om händelsen till din hälsomyndighet och din lokala distributör, eller direkt till tillverkaren på [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΠΕΡΓΕΙΩΝ**  
Εάν υποψιάζεστε ότι η χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος συνοδεύεται με κάποια ανεπιθύμητη εκδήλωση, αναφέρετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού στην υγειονομική σας αρχή και στον τοπικό σας διανομέα ή απευθείας στον κατασκευαστή στη διεύθυνση [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

<b>MD</b>	Medical device	Medizinprodukt	Producto sanitario	Dispositif médical	Dispositivo medico	Medisch hulpmiddel	Dispositivo médico	Medicinteknisk produkt	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
-----------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-------------------------

**REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS**  
If you suspect that use of this medical device is associated with an adverse occurrence please report the details of the incident to your health authority, and your local distributor or directly to the manufacturer at [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**MELDUNG MUTMASSLICHER NEBENWIRKUNGEN**  
Wenn Sie vermuten, dass im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinprodukts ein unerwünschtes Ereignis aufgetreten ist, melden Sie die Einzelheiten des Vorfalls bitte Ihrem Gesundheitsamt sowie Ihrem örtlichen Lieferanten oder direkt dem Hersteller unter [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE EFECTOS SECUNDARIOS**  
Si sospecha que el uso de este producto sanitario guarda relación con la aparición de un acontecimiento adverso, notifique los pormenores de dicho acontecimiento a la autoridad sanitaria correspondiente y al distribuidor de su zona o directamente al fabricante a través de [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**SIGNALEMENT D'EFFETS SECONDAIRES PRÉSUMÉS**  
Si vous pensez que l'utilisation de ce dispositif médical est associée à un événement indésirable, veuillez signaler les détails de l'incident à votre autorité sanitaire ainsi qu'à votre distributeur local ou directement au fabricant sur [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**SEGNALAZIONE DI SOSPETTI EFFETTI COLLATERALI**  
Se si sospetta che l'uso di questo dispositivo medico sia associato a un evento avverso, segnalare i dettagli dell'incidente all'autorità sanitaria competente e al proprio distributore locale, o direttamente al produttore al sito Web [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN MELDEN**  
Als u vermoedt dat het gebruik van dit medische hulpmiddel met bijwerkingen gepaard gaat, meld de details van het incident dan bij uw gezondheidsdienst en u plaatselijke distributeur, of meld het rechtstreeks bij de fabrikant via [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS DE EFEITOS SECUNDÁRIOS**  
Se suspeitar que a utilização deste dispositivo médico está associada a um acontecimento adverso, comuniquie os detalhes do incidente às autoridades de saúde e ao distribuidor local, ou diretamente ao fabricante em [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**RAPPORTERING AV MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR**  
Om du misstänker att användningen av denna medicintekniska produkt är förknippad med en negativ händelse, ska du rapportera information om händelsen till din hälsomyndighet och din lokala distributör, eller direkt till tillverkaren på [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΠΕΡΓΕΙΩΝ**  
Εάν υποψιάζεστε ότι η χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος συνοδεύεται με κάποια ανεπιθύμητη εκδήλωση, αναφέρετε τις λεπτομέρειες του περιστατικού στην υγειονομική σας αρχή και στον τοπικό σας διανομέα ή απευθείας στον κατασκευαστή στη διεύθυνση [www.southmedic.com](http://www.southmedic.com).




50 Alliance Blvd.  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 5K3  
705-726-9383  
705-728-9537 FAX  
[thebetteroxygenmask.com](http://thebetteroxygenmask.com)

**EC REP**

**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

**CH REP**

**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland

**UK CA 0086 CE 2797**

**Emergo Consulting (UK) Limited**  
c/o Cr 360—UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge, CB24 9BZ  
United Kingdom




50 Alliance Blvd.  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 5K3  
705-726-9383  
705-728-9537 FAX  
[thebetteroxygenmask.com](http://thebetteroxygenmask.com)

**EC REP**

**EMERGO EUROPE**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

**CH REP**

**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland

**UK CA 0086 CE 2797**

**Emergo Consulting (UK) Limited**  
c/o Cr 360—UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge, CB24 9BZ  
United Kingdom



O<sub>2</sub>

thebetteroxygenmask.com

Oxygen Flow Settings	Approximate O <sub>2</sub> Concentrations
1 LPM	24% - 27%
2 LPM	27% - 32%
3 LPM	30% - 60%
4 LPM	33% - 65%
5 LPM	36% - 69%
7 LPM	48% - 80%
10 LPM	53% - 85%
12 LPM	57% - 89%
≥15 LPM	60% - 90%

\* Actual FiO<sub>2</sub> will vary. Breath rate, depth of breathing and distance of the diffuser from the face will affect performance.  
 \*\* Actual flow rate required should be prescribed in conjunction with pulse oximetry.

\* Der tatsächliche FiO<sub>2</sub> variiert. Die Atmungsgeschwindigkeit, Einatmungstiefe und der Abstand des Zerstäubers vom Gesicht beeinflussen die Leistung.  
 \*\* Der erforderliche eigentliche Durchsatz sollte zusammen mit der Verwendung von Pulsoximetrie vorgeschrieben werden.

\* El FiO<sub>2</sub> real variará. El ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y la distancia del difusor desde la cara afectarán el rendimiento.  
 \*\* La velocidad real de la corriente requerida deberá ser prescrita conjuntamente con el uso de oximetría de pulsos.

\* La teneur réelle en FiO<sub>2</sub> variera. Le rythme respiratoire, l'amplitude de la respiration et la distance du diffuseur du visage auront un effet sur le rendement.  
 \*\* Le débit réel nécessaire devrait être prescrit conjointement avec l'utilisation de l'oxymétrie de pouls.

\* Il valore reale FiO<sub>2</sub> varia. Il tasso e la profondità del respiro, come pure la distanza del diffusore dal volto, hanno un effetto sulle prestazioni.  
 \*\* La portata reale richiesta va prescritta usando l'ossimetria a impulsi.

\* De werkelijke FiO<sub>2</sub> varieert. Ademhalingsnelheid en de afstand van het gezicht van de verspreider beïnvloedt de prestatie.  
 \*\* De werkelijke, verplichte stroom moet voorgeschreven worden in samenwerking met het gebruik van puls oximetrie.

\* FiO<sub>2</sub> real varia. O índice da respiração, profundidade de respiração e distância do difusor do rosto afeta o desem-penho.  
 \*\* O índice do fluxo real exigido deve ser prescrito em conjunção com o uso de oximetria de pulsação.

\* Den aktuella FiO<sub>2</sub> kommer att variera. Andningshastighet, andningsdjuphet och distansen av diffundering från ansiktet kommer att påverka utförandet.  
 \*\* Den aktuella flytningshastigheten som behövs borde vara ordinerad i kombination med användning av puls-oximetern.

\* Το πραγματικό FiO<sub>2</sub> θα ποικίλλει. Ο ρυθμός της αναπνοής, το βάθος της αναπνοής και η απόσταση του διαχυτή από το πρόσωπο θα επηρεάσουν την απόδοση.  
 \*\* Η απαιτούμενη πραγματική ταχύτητα ροής θα πρέπει να προοιωνάφεται σε συνδυασμό με τη χρήση οξυμέτρου παλμού.



O<sub>2</sub>

thebetteroxygenmask.com

Oxygen Flow Settings	Approximate O <sub>2</sub> Concentrations
1 LPM	24% - 27%
2 LPM	27% - 32%
3 LPM	30% - 60%
4 LPM	33% - 65%
5 LPM	36% - 69%
7 LPM	48% - 80%
10 LPM	53% - 85%
12 LPM	57% - 89%
≥15 LPM	60% - 90%

\* Actual FiO<sub>2</sub> will vary. Breath rate, depth of breathing and distance of the diffuser from the face will affect performance.  
 \*\* Actual flow rate required should be prescribed in conjunction with pulse oximetry.

\* Der tatsächliche FiO<sub>2</sub> variiert. Die Atmungsgeschwindigkeit, Einatmungstiefe und der Abstand des Zerstäubers vom Gesicht beeinflussen die Leistung.  
 \*\* Der erforderliche eigentliche Durchsatz sollte zusammen mit der Verwendung von Pulsoximetrie vorgeschrieben werden.

\* El FiO<sub>2</sub> real variará. El ritmo respiratorio, la profundidad de la respiración y la distancia del difusor desde la cara afectarán el rendimiento.  
 \*\* La velocidad real de la corriente requerida deberá ser prescrita conjuntamente con el uso de oximetría de pulsos.

\* La teneur réelle en FiO<sub>2</sub> variera. Le rythme respiratoire, l'amplitude de la respiration et la distance du diffuseur du visage auront un effet sur le rendement.  
 \*\* Le débit réel nécessaire devrait être prescrit conjointement avec l'utilisation de l'oxymétrie de pouls.


\* Il valore reale FiO<sub>2</sub> varia. Il tasso e la profondità del respiro, come pure la distanza del diffusore dal volto, hanno un effetto sulle prestazioni.  
 \*\* La portata reale richiesta va prescritta usando l'ossimetria a impulsi.

\* De werkelijke FiO<sub>2</sub> varieert. Ademhalingsnelheid en de afstand van het gezicht van de verspreider beïnvloedt de prestatie.  
 \*\* De werkelijke, verplichte stroom moet voorgeschreven worden in samenwerking met het gebruik van puls oximetrie.

\* FiO<sub>2</sub> real varia. O índice da respiração, profundidade de respiração e distância do difusor do rosto afeta o desem-penho.  
 \*\* O índice do fluxo real exigido deve ser prescrito em conjunção com o uso de oximetria de pulsação.


\* Den aktuella FiO<sub>2</sub> kommer att variera. Andningshastighet, andningsdjuphet och distansen av diffundering från ansiktet kommer att påverka utförandet.  
 \*\* Den aktuella flytningshastigheten som behövs borde vara ordinerad i kombination med användning av puls-oximetern.

\* Το πραγματικό FiO<sub>2</sub> θα ποικίλλει. Ο ρυθμός της αναπνοής, το βάθος της αναπνοής και η απόσταση του διαχυτή από το πρόσωπο θα επηρεάσουν την απόδοση.  
 \*\* Η απαιτούμενη πραγματική ταχύτητα ροής θα πρέπει να προοιωνάφεται σε συνδυασμό με τη χρήση οξυμέτρου παλμού.



OP-1125-14  
 OP-7025-8  
 OP-1125-8  
 OM-1125-14  
 OM-7025-8  
 OM-1125-8  
 OK-1125-14  
 OK-7025-8  
 OK-1125-8

\*\*\*Remove and discard the mask packaging insert (1).  
 \*\*\*Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.  
 \*\*\*Retire y deseche el material de embalaje de la mascarilla (1).  
 \*\*\*Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).  
 \*\*\*Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.  
 \*\*\*Retire e elimine o suporte de protecção da máscara (1).  
 \*\*\*Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).  
 \*\*\*Verwijder het verpakingsinsetstuk (1) uit het masker en voer het af.  
 \*\*\* Αφαιρέστε και απορρίψτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).




OP-1125-14  
 OP-7025-8  
 OP-1125-8  
 OM-1125-14  
 OM-7025-8  
 OM-1125-8  
 OK-1125-14  
 OK-7025-8  
 OK-1125-8

\*\*\*Remove and discard the mask packaging insert (1).  
 \*\*\*Den Verpackungseinsatz der Maske (1) entfernen und entsorgen.  
 \*\*\*Retire y deseche el material de embalaje de la mascarilla (1).  
 \*\*\*Retirer et jeter la garniture d'emballage du masque (1).  
 \*\*\*Rimuovere l'inserto di imballaggio della maschera (1) e provvedere al suo smaltimento.  
 \*\*\*Retire e elimine o suporte de protecção da máscara (1).  
 \*\*\*Avlägsna och kasseri maskens transportskydd (1).  
 \*\*\*Verwijder het verpakingsinsetstuk (1) uit het masker en voer het af.  
 \*\*\* Αφαιρέστε και απορρίψτε το ένθετο συσκευασίας μάσκα (1).




OM-1425-8  
 OP-1425-8



(1)



OM-1425-8  
 OP-1425-8



(1)